

Restylane®

LUZCA SU PROPIA BELLEZA NATURAL.



UNA COLECCIÓN DE
RELLENOS ESTÉTICOS

RECUPERE
SU *aspecto*
NATURAL

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Llame la atención por su atractivo con nuestra línea de geles formulados científicamente.

 GALDERMA

RESTAURE SU VOLUMEN FACIAL CON PRECISIÓN Y *estructura*¹

Una de las primeras señales de la edad es la pérdida de volumen. La piel pierde firmeza creando líneas, arrugas visibles y flacidez. Se comienzan a notar cambios en las mejillas y alrededor de la boca, como arrugas verticales, y adelgazamiento y aplanamiento de los labios. Reponer el volumen perdido puede ayudar a restaurar una apariencia más juvenil.

Restylane[®], Restylane[®] Lyft, y Restylane[®] Silk fueron creados con la tecnología NASHA[™]

El método NASHA[™] produce geles minerales de ácido hialurónico¹ que son más firmes. Esto genera:

PRECISIÓN Y ESTRUCTURA^{1,2}

- Estos geles permanecen cerca del sitio de inyección, y crean una opción natural para las mejillas, los labios y las líneas profundas.



MI DOCTOR DICE QUE *RESTYLANE LYFT* PUEDE HACER UNA DIFERENCIA Y TAMBIÉN AYUDAR A DISMINUIR LAS SEÑALES DE LA EDAD.

— Paciente real de *Restylane*.
La paciente fue compensada por su tiempo.



Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Consulte la Información Importante de Seguridad.

CONSERVE LAS EXPRESIONES NATURALES Y SU *movimiento*³

A medida que el colágeno disminuye, las líneas alrededor de la boca se vuelven más profundas. Un tratamiento con un relleno dérmico de ácido hialurónico flexible ofrece una solución para reducir estos pliegues y arrugas con un efecto natural.

Restylane[®] Refyne y Restylane[®] Defyne han sido elaborados con XpresHAN Technology[™]

XpressHAN, un proceso de refinamiento del gel en varios pasos, permite que los geles sean más flexibles,⁴ resultando en:

UNA EXPRESIÓN NATURAL³

- Las líneas mejoran sin afectar los movimientos de la cara

UN REFUERZO SUTIL^{2,5}

- Se extiende para afirmar el volumen sin hacer lucir la piel abultada



DEBO CONFESAR QUE DESDE QUE ME TRATARON, ALGUNAS PERSONAS HAN COMENTADO SOBRE MI APARIENCIA. NO TODOS LO SABEN, PERO MIS AMIGAS ÍNTIMAS, QUE SÍ SABEN DE MI TRATAMIENTO, ESTÁN MUY ENTUSIASMADAS.

—Pacientel real de *Restylane Refyne*.

La paciente fue compensada por su tiempo.



Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.



UN LOOK NATURAL QUE perdura⁶

Las líneas profundas alrededor de la boca y los labios delgados pueden dar una apariencia menos femenina. El avance de la edad también puede causar una pérdida asimétrica de volumen, creando un aspecto desigual. Esto se puede mejorar fácilmente con *Restylane*[®] y *Restylane*[®]-L, que ayudan a restaurar y mejorar la forma de los labios y la apariencia de las líneas de la risa (arrugas profundas de la barbilla y pliegues nasolabiales) para lograr un efecto natural.⁶

>1 AÑO

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, EL 95% DE LAS PERSONAS MOSTRARON UNA MEJORA EN LAS LÍNEAS DE LA RISA (PLIEGUES NASOLABIALES.)^{6*}

*Al cabo de 18 meses del tratamiento inicial, los evaluadores en un estudio ciego observaron una mejora en las líneas de la sonrisa tras un segundo tratamiento a los 9 meses.

Uso Aprobado: *Restylane* y *Restylane*-L están indicados para administrarse por inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (como pliegues nasolabiales) de moderados a muy marcados. *Restylane* y *Restylane*-L también están indicados para inyectarse en los labios de pacientes mayores de 21 años de edad.

Los efectos secundarios observados con más frecuencia son hinchazón, enrojecimiento, dolor, moretones y sensibilidad al tacto en la zona de inyección.

Consulte la Información Importante de Seguridad.

PARA líneas DE LA risa Y LOS labios



Antes

Después (3 Semanas)

Nina, 38 años

- 1.5 mL de *Restylane* en pliegues nasolabiales, arrugas profundas de la barbilla y labio superior

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.



Antes

Después (4 Semanas)

Victoria, 50 años

- 3.0 mL de *Restylane* en pliegues nasolabiales, arrugas profundas de la barbilla y labio superior

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Restylane-L

UN *look* QUE LE ENCANTARÁ

A medida que el proceso de envejecimiento comienza a afianzarse, el volumen y la firmeza de las facciones gradualmente se desvanece y las mejillas comienzan a ceder, resultando en flacidez. Inyectar *Restylane® Lyft* en las mejillas puede ayudar a restaurar el volumen y los contornos perdidos en la zona media de la cara, para devolverle un rostro más fresco y juvenil.⁷

90%

DE LAS PERSONAS PERCIBIERON
MEJILLAS MÁS LLENAS 6 MESES
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO^{7*}

*130 de 144 personas tratadas.

Uso Aprobado: *Restylane Lyft con Lidocaine* está indicado para la implantación profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (como pliegues nasolabiales) de moderados a muy marcados y para aumentar el volumen de las mejillas y corregir deficiencias relacionadas con la edad del contorno de la parte media de la cara, en pacientes mayores de 21 años de edad.

Entre los eventos adversos más frecuentes tras el tratamiento inicial se encuentran moretones, enrojecimiento, hinchazón, dolor, dolor de cabeza, sensibilidad al tacto y picazón.

Consulte la Información Importante de Seguridad.

PARA LAS *mejillas*



Antes



Después (Día 11)

Laura, 38 años

- 3.0 mL de *Restylane Lyft* en la zona media de la cara

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.



Antes



Después (Día 15)

Myrza, 56 años

- 3.0 mL de *Restylane Lyft* en la zona media de la cara

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Restylane
LYFT™

OBTENGA EL *volumen* QUE DESEA

Una señal de la edad es cuando la piel alrededor de los labios se llena de líneas verticales, creando una apariencia gastada. La pérdida de volumen en los labios, combinada con estas líneas verticales, hace que el área de la boca luzca envejecida. *Restylane® Silk* rellena estas líneas y los labios para devolverle un *look* juvenil.⁸

98%

DE LAS PERSONAS NOTARON UNA MEJORÍA VISIBLE EN EL VOLUMEN DE LOS LABIOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA INYECCIÓN⁸

Uso Aprobado: *Restylane Silk* está indicado para aumentar el volumen labial y corregir arrugas peribucales en pacientes mayores de 21 años de edad.

Los efectos secundarios observados con más frecuencia son hinchazón, sensibilidad al tacto, moretones, dolor y enrojecimiento en la zona de inyección.

Consulte la Información Importante de Seguridad.

PARA *labios* Y LAS *líneas* ALREDEDOR



Antes

Después (4 Semanas)

Alanna, 32 años

- 2.0 mL de *Restylane Silk* en labios y líneas periorales
- 1.0 mL de *Restylane®-L* en pliegues nasolabiales

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.



Antes

Después (10 Semanas)

Carol, 61 años

- 1.0 mL de *Restylane Silk* en labios y líneas periorales

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Restylane
SILK

REFINAMIENTO Y *flexibilidad*

Las primeras señales de las líneas de la risa (arrugas profundas de la barbilla y pliegues nasolabiales) alrededor de la boca pueden causar una apariencia de más edad. Rellenarlas con una fórmula de ácido hialurónico como *Restylane® Refyne* ayuda a estirar y suavizarlas, y le permite conservar estos resultados de apariencia natural por 12 meses.^{9*} La flexibilidad que proporciona *Restylane® Refyne* ayuda a mantener la naturalidad de las expresiones faciales al mover las cejas y la frente, al sonreír, besar y reír.^{3,4}

30 DÍAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

91%

DE LAS PERSONAS TRATADAS CON RESTYLANE REFYNE SINTIERON QUE SE VEÍAN NATURALES CUANDO SONREÍAN.^{10†}

*En un ensayo comparativo de fase III, el 62.3% (101/162) de los sujetos tratados con *Restylane Refyne* y el 67.9% (110/162) de los sujetos tratados con *Juvéderm Ultra* mantuvieron sus resultados hasta por 12 meses¹¹.

†En el Estudio de experiencias de los pacientes, 20 sujetos agrupados comunicaron su satisfacción con el tratamiento y la cantidad de tiempo que tardaron en sentirse a gusto al reanudar sus actividades normales. De los 11 sujetos tratados con *Restylane Refyne*, el 91% (10 sujetos) refirieron que sus rostros lucían naturales al sonreír¹⁰.

Uso Aprobado: *Restylane Refyne* está indicado para administrarse por inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales) de moderados a muy marcados en pacientes mayores de 21 años de edad.

Entre los efectos secundarios observados con más frecuencia figuran hinchazón, enrojecimiento, dolor, moretones, sensibilidad al tacto, dolor de cabeza, formación de bultos y picazón en la zona de la inyección.

Consulte la Información Importante de Seguridad.

PARA LAS *líneas* DE LA *risa*



Antes



Después (2 Semanas)



Antes



Después (2 Semanas)

Marguerite

- 1.0 mL de *Restylane Refyne* en las arrugas profundas de la barbilla
- 1.0 mL de *Restylane® Defyne* en pliegues nasolabiales
- 2.5 mL de *Restylane® Lyft* en mejillas

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Restylane
REFYNE

EMOCIONES *que se ven Y se sienten*

Las líneas acentuadas de la risa (arrugas profundas de la barbilla y pliegues nasolabiales) con el tiempo necesitan una corrección que le devuelva una apariencia más juvenil al rostro. La función de *Restylane® Defyne*^{3,4} es ayudar a minimizar estos pliegues y arrugas sin robar flexibilidad, para una expresión más natural. El tiempo de recuperación es mínimo,^{10*} y no causa un aspecto inflamado o sobrelleno.

30 DÍAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EL

89%

DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON INYECCIONES DE RESTYLANE DEFYNE SINTIERON QUE TENÍAN UNA APARIENCIA NATURAL AL ESTAR RELAJADAS^{10†}

*En el Estudio de experiencias de los pacientes (Patient Experience Study), el 22% de los 9 sujetos tratados con *Restylane Defyne* se sintieron a gusto al reanudar sus actividades normales al cabo de 2 horas; el 11% (1 sujeto), al cabo de 6-8 horas, y el 22% (2 sujetos), al cabo de 36-48 horas¹⁰.

†En el Estudio de experiencias de los pacientes, 20 sujetos agrupados comunicaron su satisfacción con el tratamiento y la cantidad de tiempo que tardaron en sentirse a gusto al reanudar sus actividades normales. De los 9 sujetos tratados con *Restylane Defyne*, el 89% (8 sujetos) refirieron que sus rostros lucían naturales al estar relajados¹⁰.

Uso Aprobado: *Restylane Defyne* está indicado para administrarse por inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales) profundos de moderados a muy marcados en pacientes mayores de 21 años de edad.

Entre los efectos secundarios observados con más frecuencia figuran hinchazón, enrojecimiento, dolor, moretones, sensibilidad al tacto, dolor de cabeza, formación de bultos y picazón en la zona de inyección.

Consulte la Información Importante de Seguridad.

PARA líneas ACENTUADAS DE LA risa



Antes



Después (2 Semanas)



Antes



Después (2 Semanas)

Kristen

- 2.0 mL de *Restylane Defyne* en arrugas profundas de la barbilla y pliegues nasolabiales

Paciente real. Resultados sin retoque. Los resultados individuales pueden variar.

Restylane
DEFYNE

Información Importante de Seguridad

La familia de productos *Restylane*® consta de *Restylane*®, *Restylane*®-L, *Restylane*® Lyft con Lidocaine, *Restylane*® Silk, *Restylane*® Refyne, y *Restylane*® Defyne.

USOS APROBADOS

Restylane and *Restylane*-L están indicados para administrarse por inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales) de moderados a muy marcados. *Restylane* y *Restylane*-L también están indicados para inyectarse en los labios de pacientes mayores de 21 años de edad.

Restylane Lyft con Lidocaine está indicado para la implantación profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (como pliegues nasolabiales) de moderados a muy marcados y para aumentar el volumen de las mejillas y corregir deficiencias relacionadas con la edad del contorno de la parte media de la cara, en pacientes mayores de 21 años de edad.

Restylane Silk está indicado para aumentar el volumen labial y corregir arrugas peribucles en pacientes mayores de 21 años de edad.

Restylane Refyne está indicado para administrarse por inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales) de moderados a muy marcados en pacientes mayores de 21 años de edad.

Restylane Defyne está indicado para administrarse por inyección de mediana a profunda en el tejido facial, con objeto de corregir arrugas y pliegues faciales (tales como pliegues nasolabiales) profundos de moderados a muy marcados en pacientes mayores de 21 años de edad.

¿Existe alguna razón por la que no me conviene usar productos de la familia *Restylane*? (Contraindicaciones)

Con miras a garantizar la seguridad del procedimiento, el médico le hablará sobre sus antecedentes médicos a fin de determinar si usted reúne las condiciones adecuadas para el tratamiento. No deberá recibir los productos de la familia *Restylane* en las siguientes circunstancias:

- si tiene alergias intensas y antecedentes de reacciones graves (anafilaxia);
- si le tiene alergia a la lidocaína o a cualquiera de las proteínas bacterianas grampositivas empleadas para elaborar el ácido hialurónico;
- si tiene propensión a sangrar o le han diagnosticado un trastorno hemorrágico.

¿Existen otras precauciones que debería mencionarle al médico?

- Informe al médico si está amamantando, embarazada o buscando el embarazo. No se ha estudiado la seguridad de estos productos para su uso durante el embarazo ni tampoco en mujeres lactantes.
- *Restylane*, *Restylane*-L, *Restylane Lyft con Lidocaine*, *Restylane Refyne* y *Restylane Defyne* están indicados para tratar arrugas y pliegues faciales, tales como pliegues nasolabiales. *Restylane* y *Restylane*-L también están indicados para aumentar el volumen labial. No se han evaluado en estudios clínicos estos tratamientos en otras zonas de la cara.

- No se han evaluado en estudios clínicos la seguridad ni la efectividad de *Restylane Silk* en zonas distintas de los labios y la zona peribucal.

- Informe al médico si tiene antecedentes de formación de cicatrices, especialmente de tipo grueso y rígido, o de trastornos de la pigmentación (color de la piel). Estos efectos secundarios son posibles con rellenos de ácido hialurónico en general.

- Informe al médico si tiene pensado hacerse otros tratamientos láser o un peeling químico, ya que, si estos procedimientos se realizan después del tratamiento, existe el posible riesgo de que surja una inflamación en la zona tratada.

- Los pacientes que tengan lesiones cutáneas cercanas a la zona de inyección de estos productos podrían correr un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios.

- Informe al médico si recibe algún medicamento para disminuir la respuesta inmunitaria del cuerpo (tratamiento inmunodepresor). El uso de estos medicamentos podría aumentar el riesgo de moretones o sangrado en la zona de inyección del gel.

- Informe al médico si toma anticoagulantes (diluyentes de la sangre), como aspirina, warfarina o cualquier otro medicamento que afecte el sangrado. El uso de estos medicamentos podría aumentar el riesgo de moretones o sangrado en la zona de inyección del gel.

- El uso de estos productos en zonas de inyección de geles que tengan úlceras, granos, erupciones, urticaria, quistes o infecciones cutáneas deberá posponerse hasta que la piel termine de cicatrizar. El uso de producto en estas zonas podría retardar la cicatrización o empeorar los problemas de la piel.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles?

Los efectos secundarios observados con más frecuencia son hinchazón, enrojecimiento, dolor, moretones, dolor de cabeza, sensibilidad al tacto, formación de bultos y picazón en la zona de inyección. Estos efectos suelen ser de intensidad leve y resolverse en menos de 7 días en los pliegues nasolabiales y en menos de 14 días en los labios. Algunos efectos secundarios graves pero infrecuentes son: infecciones de comienzo tardío, recurrencia de erupciones herpéticas y necrosis superficial en la zona de inyección.

Uno de los riesgos de usar este producto es que la inyección se administre accidentalmente dentro de un vaso sanguíneo. Las posibilidades de que esto pase son muy bajas, pero, si llega a suceder, las complicaciones pueden ser graves e incluso permanentes. Entre las complicaciones comunicadas con inyecciones faciales se encuentran anomalías de la visión, ceguera, accidente cerebrovascular, ronchas pasajeras o formación de cicatrices permanentes en la piel.

Como sucede con cualquier procedimiento de inyección cutánea, existe el riesgo de infección.

Para comunicar un efecto secundario con cualquiera de los productos

Restylane, llame a Galderma Laboratories, L.P al 1-855-425-8722.

La familia de productos *Restylane* está disponible solo a través de facultativos certificados. Encontrará las instrucciones de uso completas en www.RestylaneUSA.com.

UNA LÍNEA DE GELES ELABORADOS ESPECIALMENTE PARA *usted*

La colección estética de rellenos de *Restylane*® es una marca de geles en constante desarrollo para satisfacer sus necesidades individuales.



Únase a ASPIRE Galderma Rewards para obtener acceso instantáneo a productos estéticos faciales, descuentos exclusivos y más.

Visite ASPIRErewards.com

Bibliografía: 1. Sundaram H, Cassuto D. Biophysical characteristics of hyaluronic acid soft-tissue fillers and their relevance to aesthetic applications. *Plast Reconstr Surg.* 2013;132(4 supl. 2):5s-21s. 2. Datos archivados. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P., 2016. 3. Datos archivados. Informe de estudio clínico 05DF1502. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P., 2016. 4. Datos archivados. Informe de estudio clínico MA-32418. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P., 2016. 5. Segura S, Anthonioz L, Fuchez F, Herbage B. A complete range of hyaluronic acid filler with distinctive physical properties specifically designed for optimal tissue adaptations. *J Drugs Dermatol.* 2012;11(1 supl.):s5-s8. 6. *Restylane*. Instrucciones de uso. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P.; abril de 2016. 7. *Restylane Lyft*. Instrucciones de uso. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P.; abril de 2016. 8. *Restylane Silk*. Instrucciones de uso. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P.; octubre de 2017. 9. *Restylane Refyne*. Instrucciones de uso. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P.; diciembre de 2016. 10. Datos archivados. Informe de estudio clínico GLI.04.SRE.US10346. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P., 2016. 11. Datos archivados. Informe de estudio clínico RD.06.CIR.18156. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories, L.P., 2013.



© 2018 Galderma Laboratories, L.P.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

USMP/RES/0699/1117a 10/18